


CellPad E

CellPad E 는 다음 세대의 “ALL-IN-ONE” 현미경 카메라이기 때문에, 카메라뿐만 아니라 화면과 소프트웨어를 활용하여 편안하고 다양한 사용을 가능하게 합니다.

CellPad E 는 현미경 영상을 쉽고 빠르게 전달합니다.



high PPI
Preview resolution
1024x768



Powerful Dual
Core 1.5GHz CPU



2MP color camera



Android 4.1.1,
thousands of APPs.



Standard adapter
with large field of view



LCD screen
Vertical 360° rotatable



HDMI output



USB2.0 output



Mini SD Card storage



For Biological microscope



For Stereo microscope



For telescope

High Quality LCD Screen

CellPad E 는 1024X768 의 고해상도를 제공하여 뛰어난 색상과 부드러운 이미지를 제공합니다.

5-point multi-touch screen 으로 손으로 touch 하여 쉬운 사용이 가능합니다.



CellPad 는 애플사의 iPad 와 동일한 품질의 LCD 화면을 사용하며, 최신 LCD 기술은 크게 빛의 반사를 줄일 수 있는 IPS 기술과 함께 화면의 밝기를 향상시켜 어떤 각도에서도 선명한 화면을 볼 수 있습니다.



Intelligent Operation

드라이버나 소프트웨어를 설치할 필요가 없으며, CellPad E 를 작동시켜 Live 영상을 확인 할 수 있습니다.

CellPad E 는 화이트 밸런스, 노출시간 등을 자동 조절함으로 따로 조절 할 필요가 없습니다. .

CellPad E 는 시스템 메모라나 SD 카드, USB 장치와 같은 외부저장장치에

Capture 한 사진을 간단하게 저장 할 수 있습니다.




Reliable Built-in Camera

CellPad E 는 2PM 카메라와 통합되어 고속 동영상 촬영이 가능합니다. 또한 현미경의

접안 렌즈 대신 사용하여 쉽게 초점을 맞출 수 있습니다.

CellPad E 는 이미지의 동적범위 개선 및 이미지의 세부 품질 향상에 초점을 맞추고 있습니다.



CellPad E Specifications :

Display	8" High-resolution(1024×768) Color LCD Touch Screen
Built-in Camera	2.0 Megapixel Color Camera 10fps @ 1024×768, 20fps @ 640x480
Built-in Software	Capture/Measurement App
Mechanical Structure	LCD Screen 360° @ horizontal rotatable LCD Screen 90° @ vertical rotatable
Operating System	Android 4.1.1
CPU	Dual-core 1.5GHz
Memory	1G (DDR3)
Storage	Internal 5GB or External Mini SD Card
HDMI Display	Yes
Output Ports	1x HDMI Port 1x USB 2.0 Port 1x Mini USB 2.0 Port
Power Supply	Input : AC 110V-220V Output : DC 5V

ALL-in-ONE Package

1. CellPad Main Body
2. External Power Adaptor
3. Carton Shockproof Packaging

Optional Accessories

1. 0.35X Reduce Lens for
2.0 Megapixel Camera



2. 2GB Mini SD Card



3. 2 Meter HDMI Cable



KOPTIC 한국광학

한국광학(KOREA OPTIC COMPANY)

Address: Rm. 030 265-10 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-130, Korea

Tel: +82-2-2038-8854 Fax: +82-2-6499-0868

Website: www.koptic.co.kr Email: info@koptic.co.kr